

2013年2月

お客様各位

シグマ光機株式会社  
東京本社 営業部

## BJ-01G から BJ-02G へ切替のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄の事とお喜び申し上げます。  
また平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

さて、『顕微鏡用自動XY軸ステージシステム BIOSシリーズ』に付属されている『ジョイスティックコントローラ BJ-01G』は、一部機能追加により、『ジョイスティックコントローラ BJ-02G』へ変更となります。  
主な変更点については下記をご参照ください。

その他詳細仕様、不明点は当社営業担当までお問合せください。  
今後も変わらぬご愛顧のほど何卒よろしくお願い申し上げます。

敬具

### 記

	旧製品	新製品
品番	<b>BJ-01G</b>	<b>BJ-02G</b>
外形寸法	150W × 160D × 51H	125W × 180D × 50H
重量	1.3kg	0.7kg
速度切替操作	SPEEDボタンのみによる切替 (UPのみの機能)	UP/DOWNボタンのみによる切替

以上