

お客様各位

シグマ光機株式会社 東京本社 営業部

レーザービームエキスパンダー ホルダー(BE-M)の機種変更のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄の事とお喜び申し上げます。
また平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

この度、レーザービームエキスパンダーホルダーに機能を充実させた新しいモデル(KLH-BE)を
ラインナップしました。これに伴い、旧レーザービームエキスパンダーホルダー(BE-M)は、生産・販
売を終了させていただきます。

新製品のレーザービームエキスパンダーホルダー(KLH-BE)には、これまでの傾斜調整機構に
加え、ご要望が多かったビームエキスパンダーの芯出し調整機構も備えています。さらに、調
整後にその調整状態が維持できるように、各調整機構にロック機構が備わっています。
詳細は WEB カタログのレーザービームエキスパンダーホルダー(KLH-BE)でご確認ください。

各製品(旧製品)の後継機種の品番については、下記の表でご確認をお願いいたします。
また、旧製品との互換性を持たせた製品も特注でご用意できますので、営業までご連絡くださ
い。

今後も変わらぬご愛顧のほど何卒よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

終了製品 (旧製品) 品番	後継機種 (新製品) 品番	適応取付 ネジ寸法
BE-M22H	KLH-BE-M22H MHL-30BP*	M22 P0.75
BE-M34H	KLH-BE-M34H MHL-50BP*	M34 P1

※MHL-BP は MHL/KLH 用ベースプレートです。ベースプレートにはロッド (R0-20-60) は
付属されていません。ロッドスタンドでご使用される場合は、ベースプレートを介さず
に直接 KLH-BE にロッド (別売り) を取り付けることができます。

以上