

大型光具座用滑块 (CAA-40L) 的更新通知

为了进一步改善大型光具座用滑块 (CAA-40L) 的使用性能, 我们更新了该产品的螺纹孔位设计, 特此通知。现行产品的 M3 螺孔的配置主要是考虑了安装磁力表座的用途。此次更改了 M3 螺孔的位置, 并增加了数量, 方便了 40mm 台面尺寸的多种平台的安装。

主要更改内容如下:

	现产品	新产品
型号	CAA-40L	CAA-40LN
更改内容	M3 3 个 (磁力表座用安装孔)	M3 12 个
外形图		
可直接安装的平台型号		TSD(S)-40、TSD-4080、TSDH-40、TADC-40、TAM-40、TASB-40、TAS-2430、KSPT-40、KSP(S)-406、KSSA-406、KSW-406、GOHT-40、GOH(S)-40、GOHB-40、KKD-40、AIS-40

注 1. 型号更改: 现产品: CAA-40L ⇒ 新产品: CAA-40LN

注 2. 现型号 (CAA-40L) 还有部分库存, 售完为止。

注 3. 新产品 (CAA-40LN) 的定价不变, 和现产品 (CAA-40L) 一样。

注 4. 万一您无法更改采用新产品的的话, 欢迎来信协商解决。

感谢您继续选用西格玛光机的产品。

西格玛光机株式会社
 东京总部 业务部
 2016 年 9 月