

2013年12月

お客様各位

シグマ光機株式会社
東京本社 営業部

自動ステージ用ケーブルのリニューアルのご案内

拝啓

平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

2014年1月から新しい自動ステージケーブル「D15RP ケーブル」、「D15D15A ケーブル」の販売を開始いたします。ご注文は12月より開始させていただきます。

詳細なケーブルの仕様については、WEBカタログをご参照下さい。

これにともなって、これまでご愛顧いただいていた自動ステージケーブルの「DMINIS ケーブル」「DMINIH ケーブル」「DBCS ケーブル」が2014年2月末をもちまして販売が終了になります。

改廃にともなうケーブルの互換性については、下記、対応表をご確認ください。

甚だ勝手な変更ではありますが、何卒ご了解を賜り、変わらぬご愛顧のほど宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

新製品（1月から販売）

D15RP ケーブル

品番	価格 [¥]	コントロール側 コネクタ	ステージ側 コネクタ	ケーブル長 [m]
D15RP-CA-2	6,500	17JE23150 オスタイプ	RP17-13PA-12PC 12pin	2
D15RP-CA-3	7,000	17JE23150 オスタイプ	RP17-13PA-12PC 12pin	3
D15RP-CA-5	9,000	17JE23150 オスタイプ	RP17-13PA-12PC 12pin	5

D15D15 ケーブル

品番	価格 [¥]	コントロール側 コネクタ	ステージ側 コネクタ	ケーブル 長 [m]
D15D15A-CA-2	7,000	17JE23150 オスタイプ	17JE13150 メスタイプ	2
D15D15A-CA-3	9,000	17JE23150 オスタイプ	17JE13150 メスタイプ	3
D15D15A-CA-5	13,000	17JE23150 オスタイプ	17JE13150 メスタイプ	5

販売終了製品

DMINIS ケーブル

DMINIS-CA-1

DMINIS-CA-2

DMINIS-CA-3

DMINIS-CA-4

DMINIS-CA-5

DMINIH ケーブル

DMINIH-CA-1

DMINIH-CA-2

DMINIH-CA-3

DMINIH-CA-4

DMINIH-CA-5

DBCS ケーブル

DBCS-15-2

DBCS-15-3

DBCS-15-4

DBCS-15-5

対応表

販売中止製品品番

DMINIS-CA-2

→

DMINIS-CA-3

→

DMINIS-CA-5

→

DMINIH-CA-2

→

DMINIH-CA-3

→

DMINIH-CA-5

→

DBCS-15-2

→

DBCS-15-3

→

DBCS-15-5

→

新製品品番

D15RP-CA-2

D15RP-CA-3

D15RP-CA-5

D15RP-CA-2

D15RP-CA-3

D15RP-CA-5

D15D15A-CA-2

D15D15A-CA-3

D15D15A-CA-5

ケーブル長 1m、4m をご要望の場合は、特注で製作させていただきます。

以上