

2016年9月

お客様各位

シグマ光機株式会社
東京本社 営業部

光学テーブル(FB-L)、フラットボード(FB)、一部定盤の
販売終了及び新製品のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄の事とお喜び申し上げます。
また平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

日頃よりご愛顧頂いております弊社ベース製品

光学テーブル(FB-L シリーズ)、フラットボード(FB シリーズ)と

架台付光学実験台(HA-L シリーズ)、光学実験台(HA シリーズ)の板厚 T=50mm の一部製品

におきまして、誠に勝手ながら、ベンチ内:ハニカム部の材料変更(アルミ材⇒スチール材)と一部仕様変更及び
価格変更をさせていただきます。

ハニカム部の材料をアルミからスチールに変更することで、剛性が高くなりました。

新製品及び変更箇所につきましては、下記をご覧ください。

その他、ご不明な点等がございましたら、弊社営業担当までお問合せ下さい。

今後も変わらぬご愛顧の程、何卒よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

1) 光学テーブル

(生産中止)FB-L シリーズ:ベンチ内アルミハニカムサンドイッチ構造

(新商品) FB-LSN シリーズ:ベンチ内スチールハニカムサンドイッチ構造

*FB-L の奥行き部分にありました足おき(ステップ)は、新製品から削除(外観写真:赤枠部分)となりました。

新製品	ハニカム材質	質量(kg)	価格(円)
FB-107-50LSN	アルミ⇒スチール	90⇒95	220,000⇒198,000
FB-127-50LSN	アルミ⇒スチール	105⇒110	230,000⇒210,000
FB-129-50LSN	アルミ⇒スチール	130⇒135	290,000⇒266,000
FB-1510-50LSN	アルミ⇒スチール	175⇒180	382,000⇒348,000
FB-189-50LSN	アルミ⇒スチール	185⇒195	412,000⇒375,000
FB-2010-50LSN	アルミ⇒スチール	220⇒225	435,000⇒396,000

外観写真



FB-L シリーズ



FBL-LSN シリーズ

2) フラットボード

(生産中止)FB シリーズ: ベンチ内アルミハニカムサンドイッチ構造

(新製品) FB-S シリーズ: ベンチ内スチールハニカムサンドイッチ構造

新製品	ハニカム材質	質量(kg)	価格(円)
FB-36-50S	アルミ⇒スチール	15⇒20	92,000
FB-46-50S	アルミ⇒スチール	20⇒25	97,000
FB-56-50S	アルミ⇒スチール	25⇒30	103,000
FB-66-50S	アルミ⇒スチール	30⇒35	108,000
FB-76-50S	アルミ⇒スチール	35⇒40	114,000
FB-845-50S	アルミ⇒スチール	30⇒35	108,000
FB-1045-50S	アルミ⇒スチール	38⇒45	117,000
FB-1345-50S	アルミ⇒スチール	49⇒55	130,000
FB-1545-50S	アルミ⇒スチール	57⇒65	136,000
FB-1745-50S	アルミ⇒スチール	64⇒70	141,000

3) 光学実験台 (板厚 T=50mm のみ)

HA-86-50(生産中止) ⇒ HA-86-50S

新製品	ハニカム材質	質量(kg)	価格(円)
HA-86-50S	アルミ⇒スチール	40⇒45	119,000

4) 架台付光学実験台 (板厚 T=50mm のみ)

HA-86-50L(生産中止) ⇒ HA-86-50LS

新製品	ハニカム材質	質量(kg)	価格(円)
HA-86-50LS	アルミ⇒スチール	90⇒95	281,000

以上