

## **GIP-101 型号和参数变更通知**

多年来一直深受众多用户喜爱的『单轴智能平台控制器 GIP-101』，由于该控制器内部使用的驱动电路的上游生产厂家的原因，我们已经更换了新的驱动电路。

为此，同系列的控制器的驱动电流的可设定范围略微发生了变化，但是，该控制器的其他外部特性，除可设定的电流值之外，和老型号（GIP-101）完全兼容，完全没变。具体变更内容，请参考下表。

| 名称       | 变更前（老型号）       | 变更后（新型号）            |
|----------|----------------|---------------------|
| 型号       | <b>GIP-101</b> | <b>GIP-101A</b>     |
| 驱动电流可选范围 | 0.23~0.75A/相   | <b>0.35~1.48A/相</b> |

如有不明之处，欢迎来信（[international@sigma-koki.com](mailto:international@sigma-koki.com)）或来电垂询。

西格玛光机株式会社  
东京营业总部  
2018 年2月