

2018年02月

お客様各位

シグマ光機株式会社  
東京本社 営業部

## GIP-101 マイナーチェンジのご案内

拝啓 貴社益々ご清栄の事とお喜び申し上げます。  
また平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

日頃よりご愛顧頂いております弊社自動ステージ製品  
『インテリジェントポジショナ GIP-101』ですが、誠に勝手ながら、使用しております  
モータドライバのメーカー側の生産終了に伴いモータドライバを変更いたします。

モータドライバを変更したことで、品番及び駆動電流が変更となります(下記参照)。  
なお、この仕様変更により、現行製品で使用できていたものが使用出来なくなることはご  
ざいませぬ。

その他、ご不明な点がございましたら、弊社営業担当までお問合せ下さい。  
今後も変わらぬご愛顧の程、何卒よろしくお願い申し上げます。

敬具

### 記

項目	変更前	変更後
品番	GIP-101	GIP-101A
駆動電流	0.23~0.75A/相	<b>0.35~1.48A/相</b>

以上