

8 轴自动平台控制器主机

HIT-M 更新换代通知

8 轴自动平台控制器的主机（型号：HIT-M），源于其中个别电子器件的更新换代，内部结构略有变化。但，外在使用特性，除 USB 接口规格外，没有变化。

为了便于生产和使用的管理，替代产品，改用了新的型号：HIT-MV。

现行型号（HIT-M）用零件库存，估计还可用半年左右，售完为止。但，新的替代型号（HIT-MV），将在 2020 年 2 月同时上市。即，交替期间，您可以任意选用新的，或旧的主机型号。新旧型号的主要差异如下表。

8 轴自动平台控制器主机新旧型号对比

网页编号：W9048

		现行型号	新款替代型号
		HIT-M	HIT-MV
计算机接口	GP-IB	-	-
	RS232C	○	○
	USB	○	USB(虚拟 COM) 虚拟串口
	Ethernet	○	○
外形尺寸(W*H*D) mm		130*120*50	130*120*50
重量(kg)		0.62	0.62

如有其他不明之处，欢迎来信（international@sigma-koki.com）垂询。

西格玛光机株式会社
东京总部 业务部
2020 年 1 月吉日