

好消息
HPS/HDS 系列自动平台取得了 CE 认证

尊敬的客户，您好。

非常感谢您对西格玛光机公司的一贯支持。

我们非常高兴通知您，HPS/HDS 系列自动平台取得了 CE 认证。不过，为了取得 CE 认证，我们稍微修改了原来的设计，它们的差异如下表所示。

型号	改进部位	现行产品	改进后产品
HPS60/80/120	驱动部	无盖板	增加了盖板
HDS-60YAW	电机型号	TS3664N4 □24mm(0.66A/相)	TS3664E10 □24mm(0.75A/相)
HDS-80YAW	外形尺寸	142 ×110.5×35mm	147 ×110.5×35mm
	电机型号	C9863-90215P □28mm(0.75A/相)	PK523HPB-C12 □28mm(0.75A/相)
HDS-120YAW	外形尺寸	164 ×161.9×35mm	169 ×161.9×35mm
	电机型号	C9863-90215P □28mm(0.75A/相)	PK523HPB-C12 □28mm(0.75A/相)

如有不明之处，请您垂询代理商或敝公司营业部（international@sigma-koki.com）。
欢迎继续惠顾本公司的产品。

2015 年 5 月吉日
西格玛光机株式会社
营业总部