

2015年5月

お客様各位

シグマ光機株式会社
東京本社 営業部

HPS/HDS シリーズ 一部仕様変更のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄の事とお喜び申し上げます。
また平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

日頃よりご愛顧頂いております弊社自動ステージ製品
『ハイパフォーマンスステージ HPS シリーズ』、『高耐久型自動回転ステージ HDS シリ
ーズ』ですが、誠に勝手ながら、CE マーキング取得の対応により、次回生産分より一部
の仕様を変更させていただきます。

新、旧製品の相違点は以下になりますので、ご確認下さい。

その他、ご不明な点がございましたら、弊社営業担当までお問合せ下さい。
今後も変わらぬご愛顧の程、何卒よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

製品	項目	旧	新
HPS シリーズ HPS60/80/120	駆動部	カバー無し	カバー有り
HDS-60YAW	モータ	TS3664N4 □24mm(0.66A/相)	TS3664E10 □24mm(0.75A/相)
HDS-80YAW	外形寸法	<u>142</u> × 110.5 × 35mm	<u>147</u> × 110.5 × 35mm
	モータ	C9863-90215P □28mm(0.75A/相)	PK523HPB-C12 □28mm(0.75A/相)
HDS-120YAW	外形寸法	<u>164</u> × 161.9 × 35mm	<u>169</u> × 161.9 × 35mm
	モータ	C9863-90215P □28mm(0.75A/相)	PK523HPB-C12 □28mm(0.75A/相)

以上