

IMH-250SL

停止销售的通知

我们非常遗憾地被告知，IMH-250SL（金属卤化物灯光纤照明装置）内部使用的部分零件，已被制造商通知停止生产，而且，那些零件还没有后续替代品方案。为此，我们也不得不停止该款产品（IMH-250SL）的生产和销售。

现货库存售完为止。同时，今后也无法承接没了零件供应的 IMH-250SL 的修理业务。

特别提醒，相近型号的 IMH-250 和 IMH-250A 没有受到影响，仍在继续制造和销售。考虑替代方案时，建议参考以下产品性能对比表。

			停止生产型号
型号	IMH-250	IMH-250A	IMH-250SL
特点	光量波动小 (高稳定性)	光量波动小 (高稳定性) 内置连续可调自动光阑	光量稳定型 (高安定性) 遥控快门和电源
光量调节方法	手动	手动・遥控	手动
快门功能	无	无	遥控
电源开关	手动	手动	遥控
遥控接口规格	无	D-Sub25	BNC
接口模式	无	TTL 电平	TTL 电平

网页编号：W5026

如有其他疑问，欢迎就近咨询我们的代理商，
或直接给我们来信（international@sigma-koki.com）。

西格玛光机株式会社
东京总部 业务部
2019 年 12 月吉日