

お客様各位

シグマ光機株式会社
東京本社 営業部**メタルハライドファイバー照明装置(IMH-250SL)の
生産終了のご案内**

拝啓 貴社益々ご清栄の事とお喜び申し上げます。
また平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

日頃よりご愛顧頂いております、メタルハライドファイバー照明装置(IMH-250SL)ですが、
内部に使用しております部品メーカー側の生産終了に伴い、販売を終了させていただきます。

部品の生産終了となる為、今後、メンテナンスに対して十分な対応が行えない事が予想され、
予備部材の在庫が無くなり次第修理ができない状況となります。

現行機の品番でお見積り依頼、ご注文をいただいても、現行機の在庫が無くなった場合は、
後継販売機への変更をご案内させていただきます。

なお、メタルハライドファイバー照明装置 IMH-250、IMH-250A は引き続き販売いたします。
(在庫状況は WEB カタログの製品ページの在庫状況から確認ができます。)

その他、ご不明な点がございましたら、弊社営業担当までお申し付けください。
今後も変わらぬご愛顧のほど何卒よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

メタルハライドファイバー照明装置 カタログコード:W5026

			生産終了
品番	IMH-250	IMH-250A	IMH-250SL
価格(円)	¥ 295,000	¥ 355,000	¥ 355,000
製品概要	低光量リップル (高安定性)タイプ	低光量リップル (高安定性)タイプ、 連続自動絞り機能付	低光量リップル (高安定性)タイプ、 シャッター・ランプ制御 機能付
光量調節方法	手動	スイッチによる手動・ リモート選択	手動
シャッター開 閉	無	無	外部制御
電源 ON/OFF	手動	手動	外部制御
外部制御コネ クタ	無	D-Sub25 ピン	BNC
インターフェイ ス	無	TTL レベル	TTL レベル

以上