

2019年10月

お客様各位

シグマ光機株式会社  
東京本社 営業部

## マイナーチェンジと品番変更のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄の事とお喜び申し上げます。  
また平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

日頃よりご愛顧頂いております弊社自動ステージ製品の下記3製品(下記参照)ですが誠に勝手ながら、内部に使用しております主要部品の生産終了に伴い、一部「仕様変更」を行います。それに伴い品番も変更させていただきます。

詳細につきましては、WEB カタログをご確認ください。

勝手ながら現行品の販売は在庫限りとなります。  
(\* 製品の在庫状況は WEB カタログの在庫状況から確認できます。)

切り替え時に変更前の品番でお見積り依頼や、ご注文をいただいても、現行品の在庫が無くなった場合は、品番を変更させていただくことがございますので、予めご了承ください。

なお、この仕様変更により、現行製品で使用できていたものが使用出来なくなることはありませんが、一部のコントローラをバージョンアップさせる必要があります(下記参照)。

その他、ご不明な点がございましたら、弊社営業担当までお問合せ下さい。  
今後も変わらぬご愛顧の程、何卒よろしくお願い申し上げます。

敬具

### 記

#### ■マイナーチェンジ該当品番

品名	販売終了	後継機種 品番変更	カタログ コード
ジョグダイヤル	JD-100	<b>JD-101</b>	W9085
ジョイスティックコントローラ	JS-300	<b>JS-301</b>	W9050
ジョグオペレーションボックス	JB-400	<b>JB-401</b>	W9050

■仕様変更箇所

① 3種共通

項目	販売終了製品 (変更前)	変更後
外形色	クリーム色 	白色 

② ジョグダイヤル JD-101

項目	販売終了製品 (変更前)	変更後
速度変更機能	SHOT-30Xのみ変更可能	<b>SHOT-30X/ SHOT-702/ PGC-04-U/ HSC-103 変更可能へ拡張</b>

③ ジョグオペレーションボックス JB-401

項目	販売終了製品 (変更前)	変更後
操作可能軸	1軸/2軸 操作	<b>1軸/2軸 及び 3軸/4軸操作可能へ拡張</b>

※)JS-301については外形色以外の仕様変更点はありません。

■コントローラのバージョンアップについて

上記3製品は、各コントローラの下記表のバージョン以降にてご使用可能となります。  
ご使用のコントローラバージョンが旧バージョンの場合は弊社 営業部門へお問い合わせ下さい。  
弊社工場にてコントローラのバージョンを無償更新させていただきます。

コントローラ品番	カタログコード	バージョン
<b>SHOT-302GS/304GS</b>	W9047	Ver1.20~
<b>SHOT-702</b>	W9045	Ver1.05~
<b>PGC-04-U</b>	W9084	Ver1.02~
<b>HSC-103</b>	W9094	Ver1.01~

以上