

お客様各位

シグマ光機株式会社 東京本社 営業部

**レーザーホルダー(LAH-3)の機種変更のご案内**

拝啓 貴社益々ご清栄の事とお喜び申し上げます。  
また平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

この度、ミラーホルダー(MHB)から新製品(MHL)の機種変更に伴い、この部品を使用しているレーザーホルダー(LAH-3)も新製品(LAH-4)に機種変更させていただきます。これによって、旧レーザーホルダー(LAH-3)については、生産・販売を終了させていただきます。

この機種変更によって細かな形状の差異はありますが、光軸高さ、取付ネジ位置の変更はなく、外形サイズも旧製品に大きさとほぼ同じサイズになっており、そのままホルダーの置き換えることができます。

新製品の詳細についてはWEBカタログのレーザーホルダー(LAH-4)でご確認ください。

各製品(旧製品)の後継機種の品番については、下記の表でご確認をお願いいたします。

今後とも変わらぬご愛顧のほど何卒よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

終了製品(旧製品) 品番	後継機種(新製品) 品番	適応レーザー 外径 [mm]	備考
LAH-3TS-32	LAH-4TS-32 MHL-50BP※	φ31.8	
LAH-3TS-35	LAH-4TS-35 MHL-50BP※	φ35.1	
LAH-3TS-45	LAH-4TS-45 MHL-50BP※	φ44.5	
LAH-3TM-32	LAH-4TS-32 MHL-50BP※	φ31.8	ネジをマイクロメータに交換するのは特注になります。
LAH-3TM-35	LAH-4TS-35 MHL-50BP※	φ35.1	ネジをマイクロメータに交換するのは特注になります。
LAH-3TM-45	LAH-4TS-45 MHL-50BP※	φ44.5	ネジをマイクロメータに交換するのは特注になります。

※MHL-BPはMHL/KLH用ベースプレートです。ベースプレートにはロッド(R0-20-60)は付属されていません。ロッドスタンドでご使用される場合は、ベースプレートを介さずに直接LAH-4にロッド(別売り)を取り付けることができます。

以上