

お客様各位

シグマ光機株式会社 東京本社 営業部

## レーザビームエキスパンダーホルダー(LBED-H、LBED-YH、LBE-H) の置換品のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄の事とお喜び申し上げます。  
また平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

この度、レーザビームエキスパンダーホルダーは旧モデル(BE-M)の生産を終了し、新モデルの(KLH-BE)に移行しました。これに伴い、これまで、レーザビームエキスパンダーと旧タイプのホルダーを組付けて納品させていただいていたサービスを終了させていただきます。

ホルダーにビームエキスパンダーを組付けたまま輸送することは、製品にダメージを与えるリスクが大きく、嚴重な梱包を必要とします。しかも、ホルダーとビームエキスパンダーの組付けは特殊な調整を必要とせず、ビームエキスパンダーをホルダーにネジ込む(またはネジで取付ける)だけなので、他の光学素子と同様にお客様の方で簡単に組付けることができます。今後は、ビームエキスパンダーと新タイプのホルダー(KLH-BE)を別々に梱包し、送付させていただきます。

組付け品に対する置換品については下記のリストをご確認ください。  
また、旧製品と同等品や新モデルホルダーとビームエキスパンダーとの組付け納品を希望される場合は、特注で対応いたしますので営業までご連絡ください。

今後ともサービス向上に邁進していく所存ですが、  
製品の性能向上と梱包の軽量化にご理解いただけますようお願いいたします。

今後も変わらぬご愛顧のほど何卒よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

組付製品 (終了製品) 品番	レーザビームエキスパンダー 品番	置換ホルダー (新製品) 品番
LBED-3H	LBED-3	KLH-BE-M22H MHL-30BP*
LBED-5H	LBED-5	KLH-BE-M22H MHL-30BP*
LBED-10H	LBED-10	KLH-BE-M22H MHL-30BP*
LBED-2YH	LBED-2Y	KLH-BE-M34H MHL-50BP*
LBED-3YH	LBED-3Y	KLH-BE-M34H MHL-50BP*
LBED-4YH	LBED-4Y	KLH-BE-M34H MHL-50BP*
LBE-3H	LBE-3	KLH-BE-M22H MHL-30BP*
LBE-5H	LBE-5	KLH-BE-M22H MHL-30BP*

LBE-10H	LBE-10	KLH-BE-M22H MHL-30BP*
LBE-3LH	LBE-3L	KLH-BE-M22H MHL-30BP*
LBE-5LH	LBE-5L	KLH-BE-M22H MHL-30BP*
LBE-10LH	LBE-10L	KLH-BE-M22H MHL-30BP*
LBE-3YH	LBE-3Y	KLH-BE-M22H MHL-30BP*
LBE-5YH	LBE-5Y	KLH-BE-M22H MHL-30BP*
LBE-10YH	LBE-10Y	KLH-BE-M22H MHL-30BP*

※MHL-BP は MHL/KLH 用ベースプレートです。ベースプレートにはロッド (R0-20-60) は付属されていません。ロッドスタンドでご使用される場合は、ベースプレートを介さずに直接 KLH-BE にロッド (別売り) を取り付けることができます。

以上