

2020年1月

お客様各位

シグマ光機株式会社
東京本社 営業部

半導体レーザーホルダー(LDH2)の生産終了のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄の事とお喜び申し上げます。
また平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

突然のご連絡で恐縮ですが、この度、**半導体レーザーホルダー(LDH2)**の全製品の生産を終了させていただきますことになりました。後継機種には**微調式半導体レーザーホルダー(LDH3)**をご用意しております。
半導体レーザー(LDU33)はLDH2と同じものを使用しているため、レーザーの性能に変更はありません。ただし、ホルダー部分は仕様が変わっておりますので、下記の比較表を参照ください。

不明な点があれば、営業担当までお問い合わせください。

今後も変わらぬご愛顧のほど何卒よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

生産終了品	後継機種
LDH2-405-3.5	LDH3-405-3.5
LDH2-635-4.5	LDH3-635-4.5
LDH2-670-4.5	LDH3-670-4.5
LDH2-785-4.5	LDH3-785-4.5

ホルダー部の仕様比較

仕様項目	生産終了品(LDH2)	後継機種(LDH3)
外形寸法(可動面)	70x71mm	70x70mm
光軸高さ	40mm	35mm
角度調整範囲(あおり/回転)	±4.3°	±2°
ロット	RO-20-60(付属)	別売(推奨品 RO-20-60)
質量	0.6kg	0.43kg

以上