

2016年4月

お客様各位

シグマ光機株式会社
東京本社 営業部

LS-LHA の販売終了と代替品のご紹介について

拝啓 貴社益々ご清栄の事とお喜び申し上げます。
また平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

突然で大変恐縮ですが、
このたび、ハロゲンファイバー照明装置 (LS-LHA) の生産・販売を終了させていただくことになりました。この装置に使用されている部品が入手できなくなり、販売継続ができなくなりました。

照明用光源としては、『LED 光源装置 SLA-100A』をご用意しております。
主な相違点につきましては、以下をご参照下さい。

また、後継機種としてハロゲン光源タイプの照明装置 (SHLA-150) の準備を進めております。販売時期や仕様については、営業担当にご確認ください。

今後も変わらぬご愛顧の程、何卒よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

品番	LS-LHA	SLA-100A	SHLA-150(参考値)
光源タイプ	ハロゲン	LED	ハロゲン
寿命	500 時間 ^{※1}	30,000 時間	500 時間
色温度	約 3100K	5600K(参考)	3100~3200K
消費電力	182W ^{※2}	20W	180W
平均照度 ^{※3}	406,000lx	510,000lx	650,000lx
価格	60,000 円	75,000 円	未定

※1 150W ランプ時の寿命となります。100W 時は 1000 時間となります。

※2 150W ランプ、入力電圧 100V 時の消費電力となります。

※3 バンドル径φ5 のライトガイド端面から 15mm の位置での参考値となります。

以上