

お客様各位

2014年4月
シグマ光機株式会社
東京本社 営業部

キネマティック式ミラーホルダー(MHB)販売終了のお知らせ

拝啓 貴社益々ご清栄の事とお喜び申し上げます。
また平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
この度、製品ラインナップ見直しに伴い下記の製品を販売終了させていただきます。
何卒、ご理解いただけます様に謹んでお願い申し上げます。
もし、ご意見、ご要望ありましたら当社営業担当までお申し付けください。
今後とも、変わらぬご愛顧のほどお願い申し上げます。

敬具

記

販売終了製品	相当製品品番	主な仕様相違点
MHB-25.4M/MHB-25.4S	LMHB-25.4M 等	調整ツマミの操作位置 後ろ操作→上操作に変更 等
MHB-30M/MHB-30S	LMHB-30M 等	
MHB-50M/MHB-50S	LMHB-50M 等	
MHB-50.8M/MHB-50.8S	LMHB-50.8M 等	
MHB-60M/MHB-60S	無	
MHB-25.4DM	無	
MHB-30DM	無	
MHB-50M	無	

販売継続品

MHB-40M/MHB-40S/MHB-80M/MHB-80S/MHB-100M/MHB-100S

以上