

お客様各位

シグマ光機株式会社  
東京本社 営業部**近接型ミラーホルダー-MHE の生産終了のご案内**

拝啓 貴社益々ご清栄の事とお喜び申し上げます。  
また平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。





長きに渡って販売させていただいていました**近接型ミラーホルダー(MHE)**は、その機能を肩代わりする製品が充実してきたこと、販売量が低水準を推移していることから、その役割を全うしたと判断いたしました。

つきましては、2018年5月末を持ちまして **MHE の販売**ならびに**生産を終了**させていただきます。

今後も変わらぬご愛顧のほど何卒よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

	適応素子 サイズ φA	生産終了品	後継機種
品番	φ25.4	MHE-25.4MR	MHM-25.4-L
		MHE-25.4ML	MHM-25.4-R
	φ30	MHE-30MR	MHM-30-L
		MHE-30ML	MHM-30-R
ミラーホルダータイプ		ジンバル式 (ロッドあり)	キネマティック式 (ロッドなし)
可動範囲 (あおり/回転)		360° / 360°	±3° / ±3°
調整範囲 (あおり/回転)		±8° / ±5.5°	±3° / ±3°
分解能 (あおり/回転)		約 0.7° / 回転 / 約 0.7° / 回転	約 0.15° / 回転 / 約 0.15° / 回転
製品イメージ			
外形図		<b>MHE-25.4MR</b> 	<b>MHM-25.4-L</b> 

	適応素子 サイズ φA	生産終了品	後継機種	
品番	φ25.4	MHE-25.4DMR	MHM-25.4-L	
		MHE-25.4DML	MHM-25.4-R	
	φ30	MHE-30DMR	MHM-30-L	
		MHE-30DML	MHM-30-R	
ミラーホルダータイプ		ジンバル式 (ロッドあり)	キネマティック式 (ロッドなし)	
可動範囲 (あおり/回転)		360° / 360°	±3° / ±3°	
調整範囲 (あおり/回転)		±8° / ±5.5°	±3° / ±3°	
粗動分解能 (あおり/回転)		約 1.4° / 回転 / 約 1.4° / 回転	約 0.15° / 回転 / 約 0.15° / 回転	
微動分解能 (あおり/回転)		約 0.14° / 回転 / 約 0.14° / 回転	約 0.15° / 回転 / 約 0.15° / 回転	
外形図	<b>MHE-25.4DMR</b> 		<b>MHM-25.4-L</b> 	

その他の生産終了品番

ロッドなし M4 タップ穴タイプ	ロッドなし 8-32UNC ネジタイプ
MHE-25.4MR-EE	MHE-25.4MR-UU
MHE-25.4ML-EE	MHE-25.4ML-UU
MHE-25.4DMR-EE	MHE-25.4DMR-UU
MHE-25.4DML-EE	MHE-25.4DML-UU
MHE-25.4DMR-EE	MHE-25.4DMR-UU
MHE-25.4DML-EE	MHE-25.4DML-UU

以上