

お客様各位

シグマ光機株式会社  
東京本社 営業部**ワンタッチ式ミラーホルダーMHF-50F の製品統合のご案内**

拝啓 貴社益々ご清栄の事とお喜び申し上げます。  
また平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

**ワンタッチ式ミラーホルダー(MHF-50F)**は、2014年のカタログ統合でインチ規格の製品としてWEBカタログに追記されました。しかし、メートル規格品のMHF-50.8Fも外径 $\phi 50\text{mm}$ と $\phi 50.8\text{mm}$ のどちらのミラーにも対応でき、仕様が重複していることから、MHF-50FとMHF-50.8Fを統合し、MHF-50.8Fに一本化することになりました。



つきましては、2018年2月末を持ちまして **MHF-50Fの販売を終了**させていただきます。

尚、インチタイプのロッド(8-32UNCネジ)をご使用になる場合は、MHF-50.8Fにアダプタナット(AND-M6-8U)を使ってネジ径の変換することで、ロッドの取り付けが可能になります。

今後も変わらぬご愛顧のほど何卒よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

販売終了品	後継機種
<b>MHF-50F</b>	<b>MHF-50.8F</b>
 <p>素子クランプ (プッシュクランプ) (90°回転でミラー径の切替) (68)</p> <p>適応素子<math>\phi 50.8(50)</math></p> <p>8-32UNC</p>	 <p>調節ネジ</p> <p>M6 P1</p> <p>2-φ4.5 φ8ザグリ</p> <p>素子クランプ (プッシュクランプ) (90°回転でミラー径の切替)</p> <p>適応素子<math>\phi 50.8(50)</math></p>

以上