

お客様各位

シグマ光機株式会社
東京本社 営業部**小型偏光子ホルダー (MPH-25.4R) の仕様変更のご案内**

拝啓 貴社益々ご清栄の事とお喜び申し上げます。
また平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

小型偏光子ホルダー (MPH シリーズ) は、使いやすさの向上のため、新製品への切り替え作業が行われています。MPH-12.7R/12.7R-N、MPH-30R/30R-N に引き続き、MPH-25.4R/25.4R-N が新製品に切り替わります。

切り替えによる小型偏光子ホルダーの仕様変更点については下記をご覧ください。
このモデルチェンジに伴って、重要なお知らせがございます。

1. 品番の変更

現行製品: MPH-25.4R ⇒ 新製品: MPH-25.4R

現行製品: MPH-25.4R-N ⇒ 新製品: MPH-25.4R-N

(但し、新製品は 3/1 初出荷の予定)

2. 旧製品 (現行製品: MPH-25.4R/MPH-25.4R-N) は **2016年5月末で販売終了**

もし、ご質問等ございましたら、営業までご連絡ください。
尚、価格についてはこれまで通り変更ございません。

今後も変わらぬご愛顧のほど何卒よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

	旧製品	新製品
品番	MPH-25.4R/R-N	MPHN-25.4R/R-N
変更点		
	目盛最小読取: 5°	目盛最小読取: 2°
	ローレット位置: メモリ側	ローレット位置: 後ろ側

以上