

お客様各位

シグマ光機株式会社  
東京本社 営業部**LED 光源装置 (SLA) の仕様変更と品番変更のご案内**

拝啓 貴社益々ご清栄の事とお喜び申し上げます。  
また平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

日頃よりご愛顧頂いております、**LED 光源装置 (SLA-100A)**ですが、  
使用されている**部品の改廃のため**、在庫が無くなり次第、販売を終了させていただきます。

後継機種といたしましては **LED 光源装置 (SLA-100B)** をご案内させていただきます。  
照明の色温度や照度などの LED の仕様に変更がございますが、  
外観寸法、ライトガイドの取り付け、価格については変更ございません。  
詳細仕様の相違につきましては下表をご参照ください。

**SLA-100B につきましては 7 月初旬ごろの販売開始予定です。**

現行機の品番でお見積り依頼、ご注文をいただいても、現行機の在庫が無くなった場合は、  
後継機へ品番を変更させていただくことがございますので、ご承知おきください。  
なお、在庫状況は WEB カタログの製品ページの在庫状況から確認ができます。

今後も変わらぬご愛顧のほど何卒よろしくお願い申し上げます。

敬具

## 記

仕様項目	SLA-100A (現行機)	SLA-100B (後継機) 7月初旬販売予定
色温度	5600K	6500K
消費電力	20W	18W
照度 <sup>※1</sup>	(W. D. =100mm) φ5mm/17,900lx φ8mm/40,000lx (W. D. =50mm) φ5mm/68,000lx φ8mm/130,000lx (W. D. =15mm) φ5mm/510,000lx φ8mm/700,000lx	(W. D. =100mm) φ5mm/26,000lx φ8mm/79,000lx (W. D. =50mm) φ5mm/100,000lx φ8mm/300,000lx (W. D. =15mm) φ5mm/820,000lx φ8mm/1,800,000lx

※1 ライトガイド (ストレートタイプ、長さ=500mm) 端面より各作動距離 (W. D.) の位置で設計した参考値です。

以上