

2016年3月

お客様各位

シグマ光機株式会社
東京本社 営業部

TAMMシリーズ 一部仕様変更のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄の事とお喜び申し上げます。
また平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

日頃よりご愛顧頂いております弊社自動ステージ製品
『アルミクロスローラ自動ステージ TAMMシリーズ』ですが、
誠に勝手ながら、CE マーキング取得の対応により、一部の仕様を変更させていただきます。

新、旧製品の相違点は以下になりますので、ご確認下さい。

その他、ご不明な点がございましたら、弊社営業担当までお問合せ下さい。
今後も変わらぬご愛顧の程、何卒よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

製品	項目	旧	新
TAMM40-10C/CR	外形寸法	<u>128.5</u> × 54.5 × 18 [※] mm	<u>133.5</u> × 54.5 × 18 [※] mm
	モータ	<u>C9863-90215P</u>	<u>PKP523HPB-C12</u>
TAMM60-15C/CR	外形寸法	<u>153.5</u> × 74.5 × 20 [※] mm	<u>158.5</u> × 74.5 × 20 [※] mm
	モータ	<u>C9863-90215P</u>	<u>PKP523HPB-C12</u>

※モータ部の厚さは 28mm

以上